

超音波では実現できないコラーゲン生成を
深部温熱により大増量!

「見た目年齢」を 大幅に変える?!

CuteyUP
キューティUP



キレイとダイエットが同時に手に入る!

知って
ますか?

現代人の80%は低体温傾向にあり、体温は36℃から35℃くらい、つまり1℃低くなっていると言われています。体温が1℃低くなっただけで身体に様々な不調が起こりやすくなります。冷えや、むくみ、肥満、肩こりなど低体温が原因の場合が多いのです。低体温を改善するには、自己による発熱を促す事が重要です！それを可能にしたのがキューティUPの温熱療法です。

キューティUPは、体の芯から温める深部温熱作用で潤いを与え、引き締めてお肌のハリを出す最新美容機器なのです。

体温が1℃下がると…

基礎代謝の低下! → 太りやすい!
新陳代謝の低下! → 老化しやすい!
免疫力の低下! → 肌トラブル!

美しいお肌、痩せやすい体を
手に入れるには、体温を上げることが必要!!

特 徴

- ラジオ波搭載の安全面を充実させた美顔と痩身の両方が可能な家庭用機器
- 操作は簡単! 誰でもすぐに、使用できます
- 特殊ダブルコーティング電極により安心してトリートメント
- フェイスはもちろん、気になるボディラインもトリートメント



キューティUPの温熱作用で理想のプロポーションをサポート!




ラジオ波による深部温熱でシェイプUP!

■FACE / 小じわ・たるみ・透明感・小顔

■BODY / 脂肪燃焼・冷え・むくみ


■キューティUPの温熱療法

キューティUPはRF(ラジオ波)を使用して熱を深部に発生させます。肌表面だけでなく、体温を上昇させエネルギー源となる脂肪を燃焼に導き自己の発熱を促します。そのため、体の中から温まり、お肌のたるみ、乾燥、小じわなどのトラブル肌を健康な状態へ導き、さらに「冷え」や「むくみ」、「肩こり」の緩和にも期待できます。



■キューティUP(ラジオ波)の原理

高周波の種類でRF(ラジオ波)の電流は、人体を通過する際短振動を持つので、電気化学的応答なしにイオンを微小移動させ、熱を発生します。これがいわゆる“深部温熱(Deep Heat)”です。RF(ラジオ波)の電気エネルギーがかかるとき、体の組織を構成する分子は、電流の変化する方向に運動(移動)し始め、分子同士が摩擦を起こします。人体が熱を発生するのは、分子と分子が移動したり、ねじれたり、衝突することで起こります。他の周波電流の形状と異なり、RF(ラジオ波)は知覚神経を刺激したり、不快感を与えることはありません。また、筋肉を萎縮させることもありません。これは単に、体の特定部位に熱を与えるだけです。安心してトリートメントできます。



□通電専用クリーム

ラベンダーとローズマリー配合の伸びの良いクリームです。すべりがよいので、薄くのぼしてお使いください。やさしい香りでリラックスできます。
※クリームは別売りもしております。
単品価格/5,040円(税込)

名称	キューティUP
定格入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	60W
発振周波数	0.3MHz
サイズ	220(幅)×202(奥行き)×88(高さ)mm
重さ	2.0kg
出力設定・制御	シヨクダイヤル方式
付属品	デジタル表示(最大20分表示) 専用化粧品、電源ケーブル、バッグ



注意!【安全にお使いいただくために】

※ご使用前に「取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。」

ESTPRO 株式会社エストプロ

【営業本部】〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-46 ローレル神楽坂ビル9F
TEL:03-3269-8815 FAX:03-3269-8860

<http://www.est-pro.co.jp>